

# orderformulier

## Klaxon KLICK

### Electric

Factuuradres:




Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)

Ordernummer:

Datum:

Referentie:

### gegevens rolstoel

Merk:	Model:
<b>frame afmetingen van de rolstoel</b>	
Bepaal het type frame en meet de afstand tussen de zitbuizen	
<input type="radio"/> Parallel frame L = <input type="text"/> mm <input type="radio"/> Toelopen frame* L = <input type="text"/> mm <small>* Gemeten op de meest voorste positie waar de klemringen worden bevestigd</small>	
Meet de diameter van de zitbuis	
<input type="radio"/> Ronde buis d = <input type="text"/> mm <input type="radio"/> Ovaal gevormd b x h = <input type="text"/> mm	 
<b>frame afmetingen van eventuele 2e rolstoel (optioneel)</b>	
Afstand tussen de zitbuizen <input type="radio"/> Parallel frame L = <input type="text"/> mm <input type="radio"/> Toelopen frame* L = <input type="text"/> mm	zitbuis diameter <input type="radio"/> Ronde buis d = <input type="text"/> mm <input type="radio"/> Ovaal gevormd b x h = <input type="text"/> mm

### productkeuze KLICK handbikes

<input type="radio"/> <b>KLICK Electric</b> (Itemcode KL0001)  Compleet en rijklaar, met o.a.: 250 Watt motor Max. snelheid: 15 km/u Koppingsset Kickstand Achteruitrijstand Schijfremmen met elektronische veiligheidssensor Electronische versnelling  Verstelbare stuurstang Lithium accu 5,8 ah Range ±25 km**  <b>€ 3.500,00</b>	<input type="radio"/> <b>KLICK Electric Power</b> (Itemcode KL0002)  Compleet en rijklaar, met o.a.: 250 Watt motor Max. snelheid: 15 km/u Koppingsset Kickstand Achteruitrijstand Schijfremmen met elektronische veiligheidssensor Electronische versnelling  Verstelbare stuurstang Lithium accu 11 ah Range ±50 km**  <b>€ 3.700,00</b>	<input type="radio"/> <b>KLICK Electric Tetra</b> (Itemcode KL0003)  Compleet en rijklaar, met o.a.: 250 Watt motor Max. snelheid: 15 km/u Tetra Koppingsset Kickstand Achteruitrijstand Schijfremmen met elektronische veiligheidssensor Electronische versnelling  Tetra Comfort Drive stuur Lithium accu 5,8 ah Range ±25 km**  <b>€ 4.100,00</b>	<input type="radio"/> <b>KLICK Electric Tetra Power</b> (Itemcode KL0004)  Compleet en rijklaar, met o.a.: 250 Watt motor Max. snelheid: 15 km/u Tetra Koppingsset Kickstand Achteruitrijstand Schijfremmen met elektronische veiligheidssensor Electronische versnelling  Tetra Comfort Drive stuur Lithium accu 11 Ah Range ±50 km**  <b>€ 4.300,00</b>
---	--	--	---

\*\* De hoogte van de actieradius is mede afhankelijk van diverse factoren: zoals versnelling, bandenspanning, gewicht berijder, fietssnelheid, het landschap, tegenwind, leeftijd van de accu en de ingestelde ondersteuning.

## opties

bediening		
Positie elektronische gashendel	<input type="radio"/> Links monteren (KL0110)	<input type="radio"/> Rechts monteren (KL0113)
<input type="radio"/> Elektronisch gashandvat i.p.v. elektronische gashendel		€ 60,00
Positie elektronisch gashandvat (optie)	<input type="radio"/> Links monteren (KL0116)	<input type="radio"/> Rechts monteren (KL0117)
Positie achteruit knop	<input type="radio"/> Links monteren (KL0111)	<input type="radio"/> Rechts monteren (KL0114)
Positie remhendel met elektronische sensor	<input type="radio"/> Links monteren (KL0112)	<input type="radio"/> Rechts monteren (KL0115)
<input type="radio"/> Compleet dubbel remsysteem, beide hendels met elektronische sensoren (KL0012)		€ 190,00
banden		
<input type="radio"/> Band met glad profiel (KL0046)		standaard
<input type="radio"/> Band met profiel (KL0045)		€ 70,00
stuur opstelling		
<input type="radio"/> Quick release verstelbare stuurstang (KL0056)		€ 70,00
<input type="radio"/> Standaard stuurstang verlenger (KL0057)		€ 120,00
<input type="radio"/> Tetra stuurstang verlenger (KL0084)		€ 130,00
koppelingssysteem		
<input type="radio"/> KLICK koppeling standaard (KL0005)		standaard
<input type="radio"/> KLICK koppeling extra lang (KL0085)		€ 25,00
<input type="radio"/> KLICK koppeling Tetra (incl. Tetra support velcro grip Kit) (KL0006)		€ 150,00
<input type="radio"/> KLICK koppeling Tetra extra lang (incl. Tetra support velcro grip Kit) (KL0086)		€ 175,00
<input type="radio"/> Tetra ondersteuning velcro grip Kit (KL0007)		€ 35,00

## accessoires

veiligheid	
<input type="radio"/> LED verlichtingset mini (KL0058)	€ 20,00
<input type="radio"/> Bel (KL0062)	standaard
overige accessoires	
<input type="radio"/> Enkele achteruitkijkspiegel (KL0060)	€ 25,00
<input type="radio"/> Extra accu 11 Ah (KL0067)	€ 590,00
<input type="radio"/> Extra accu 5,8 Ah (KL0068)	€ 480,00
<input type="radio"/> Vliegtuigaccu 2,5 Ah voor KLICK Power (KL0069)	€ 420,00
<input type="radio"/> Vliegtuigaccu 2,5 Ah voor KLICK Electric (KL0087)	€ 390,00
<input type="radio"/> Extra acculader 11 Ah (KL0070)	€ 90,00
<input type="radio"/> Extra acculader 2,5 / 5,8 Ah (KL0071)	€ 80,00
<input type="radio"/> Extra gewicht (traction weight) (KL0082)	€ 120,00
<input type="radio"/> Opbergtas (Flybag) Klaxon Klick electric handbikes (KL0083)	€ 190,00
koppelingsets	
<input type="radio"/> Koppelingset voor 2e rolstoel (KL0008) (incl. dwarsbuis, klemring set voor buisframes, set quick release vergrendelpinnen met ringgreep en een reduceerset indien nodig)	€ 360,00
montage	
<input type="radio"/> Montagekosten (KL0081)	€ 295,00
notities	