

# orderformulier

## nxt Armadillo

## Vicair rug

Het multi-instelbare Armadillo rugsysteem gecombineerd met een Vicair rugkussen. Door de verschillende segmenten gevuld met SmartCells is een optimale, instelbare drukverdeling mogelijk en worden drukplekken voorkomen. Wordt met name toegepast bij gebruikers met een verhoogde kans op drukplekken.

Factuuradres:

Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)

Ordernummer:

Datum:

Referentie:

### stel het product samen

**bassissenstelling** (basis code: NVMAPSB)




NXT Armadillo™ VC rugsysteem



Quickfit™ bevestigingsmateriaal

#### stap 1 bepaal de breedtemaat

Meet de rugbreedte van de gebruiker zoals aangegeven, en bepaal de bijbehorende breedtemaat in de tabel.



Rugbreedte gebruiker  cm

Bepaal de rolstoelbreedte gemeten aan de buitenkant van de rugbuizen



Rolstoelbreedte

Kies aan de hand van deze gegevens de definitieve breedtemaat in de maattabel.

nxt breedtemaat

#### maattabel Armadillo™ VC rugsysteem

max. rugbreedte	maat	hoogte		past in rolstoelbreedte	
		40,6 cm	45,7	cm	(inches)
		16	18		
32 cm	14	€ 1295		35 - 40	(14-16)
37 cm	16	€ 1295		40 - 45	(16-18)
42 cm	18		€ 1295	45 - 50	(18-20)
47 cm	20		€ 1295	50 - 55	(20-22)

#### artikelnummer rugsysteem

Stel het artikelnummer samen op basis van de gemaakte keuzes  
voorbeeld: NVMAPSB 14

basis code breedtemaat

NVMAPSB

# orderformulier






## nxt Armadillo




## Vicair rug

### opties

bevestigingsystemen	
Losse bevestigingssets ter vervanging van het standaard bijgeleverde Quickfit™ bevestigingsset.	
<input type="radio"/> Bevestigingsset (vast) Sedeo Pro breedte 16-18 /20-22 NXTBS1 /NXTBS2	<input type="radio"/> Bevestigingsset (vast) L&M Roxx en Canto breedte 16-18 /20-22 NXTBS3 /NXTBS4

### accessoires

laterale ondersteuningpellotten	
Verschillende laterale ondersteuningpellotten voor extra ondersteuning.  Verschillende pads Kleine pads: 8.9 x 8.3 cm 2 contour pads: elke pad 8.9 x 8.3 cm Grote pads: 19 x 16.5 cm	<b>Vast</b> Voor gebruikers met een permanente ondersteuningsbehoefte
	<b>Wegklapbaar</b> Extra instelbaarheid rond scharnier punt, wegklapbaar bij het maken van transfers
	<input type="radio"/>  2 contour pads Rechts NMAPS-LCS-R € 147,90
	<input type="radio"/>  2 contour pads Links NMAPS-LCS-L € 147,90
	<input type="radio"/>  Kleine pad L/R NMAPS-LPS € 173,40
	<input type="radio"/>  Grote pad L/R NMAPS-DLTSF € 195,00
	<input type="radio"/>  Grote pad L/R NMAPS-DLTSS € 275,00
bijpassende neopreen covers	<input type="radio"/> NIB-0573 € 40,30
	<input type="radio"/> NIB-0572 € 40,30
	<input type="radio"/> NIB-1413 € 40,30
	<input type="radio"/> NIB-1413 € 40,30

MultiFit™ hoofdsteunen	
Een MultiFit™ hoofdsteun bestaat uit twee aparte delen: de hardware en het hoofdsteundeel. Beide delen dienen apart besteld te worden.	<b>MultiFit™ hoofdsteun bevestigingssets</b> <input type="radio"/> NIB-0747 MultiFit™ hoofdsteun hardware, € 158,10 <input type="radio"/> NIB-1306 MultiFit™ hoofdsteun hardware € 195,00 wegklapbaar
	<b>MultiFit™ hoofdsteun accessoires</b> <input type="radio"/> NIB-1200 universele bevestigings adapter € 66,30
	<b>MultiFit™ hoofdsteunen (exl. hardware)</b> <input type="radio"/>  Vorgevormd (22,9 x 12,7 cm) NIB-0785 € 255,00 <input type="radio"/>  Groot (25,4 x 12,7 cm) NIB-0785 € 255,00 <input type="radio"/>  Extra groot (35,6 x 12,7 cm) NIB-0785 € 255,00

privacy mat							
	<input type="radio"/> NIB-1078 breedte rugsysteem: 35-40 cm € 63,80 <input type="radio"/> NIB-1079 breedte rugsysteem: 43-48 cm € 63,80 <input type="radio"/> NIB-1080 breedte rugsysteem: 50-55 cm € 63,80						
	<b>extra bekledingshoes</b> gebruik voor het artikelnummer, de gegevens van de bijbehorende rug. voorbeeld: NMAPSCV 14 <input type="radio"/> <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">basis</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">breedte</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NMAPSCV</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">€ 132,60</td> </tr> </table>	basis	breedte		NMAPSCV		€ 132,60
basis	breedte						
NMAPSCV		€ 132,60					