

orderformulier

nxt Armadillo rug

Multi-instelbaar rugstelsysteem bestaande uit drie afzonderlijk instelbare delen waardoor een optimale aansluiting gecreëerd kan worden met de vorm van de wervelkolom. O.a. geschikt voor het ondersteunen van een kyfotische/lordose houding.

Factuuradres:

Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)

Ordernummer:

Datum:

Referentie:

stel het product samen

basissamenstelling (basis code: NMAPSB)




NXT Armadillo™ rugstelsysteem



Quickfit™ bevestigingsmateriaal

stap 1 bepaal de breedtemaat

Meet de rugbreedte van de gebruiker zoals aangegeven, en bepaal de bijbehorende breedtemaat in de tabel.



Rugbreedte gebruiker cm

Bepaal de rolstoelbreedte gemeten aan de buitenkant van de rugbuizen



Rolstoelbreedte

Kies aan de hand van deze gegevens de definitieve breedtemaat in de maattabel.

nxt breedtemaat

maattabel Armadillo™ rugstelsysteem

		hoogte		past in rolstoelbreedte	
		40,6 cm	45,7		
max. rugbreedte	maat	16	18	cm	(inches)
32 cm	14	€ 795		35 - 40	(14-16)
37 cm	16	€ 795		40 - 45	(16-18)
42 cm	18		€ 795	45 - 50	(18-20)
47 cm	20		€ 795	50 - 55	(20-22)
52 cm	22		€ 945	55 - 60	(22-24)
57 cm	24		€ 945	60 - 65	(24-26)

artikelnummer rugstelsysteem

Stel het artikelnummer samen op basis van de gemaakte keuzes
voorbeeld: NMAPSB 14

basis code breedtemaat

NMAPSB






orderformulier


nxt Armadillo rug

opties

bevestigingsystemen	
Losse bevestigingssets ter vervanging van het standaard bijgeleverde Quickfit™ bevestigingsset.	
<input type="radio"/> Bevestigingsset (vast) Sedeo Pro breedte 16-18 /20-22 NXTBS1 /NXTBS2	<input type="radio"/> Bevestigingsset (vast) L&M Roxx en Canto breedte 16-18 /20-22 NXTBS3 /NXTBS4

accessoires

laterale ondersteuningpellotten	
Verschillende laterale ondersteuningpellotten voor extra ondersteuning. Verschillende pads Kleine pads: 8.9 x 8.3 cm 2 contour pads: elke pad 8.9 x 8.3 cm Grote pads: 19 x 16.5 cm	Vast Voor gebruikers met een permanente ondersteuningsbehoefte
	Wegklapbaar Extra instelbaarheid rond scharnier punt, wegklapbaar bij het maken van transfers
	<input type="radio"/>  2 contour pads Rechts NMAPS-LCS-R € 147,90
	<input type="radio"/>  2 contour pads Links NMAPS-LCS-L € 147,90
	<input type="radio"/>  Kleine pad L/R NMAPS-LPS € 173,40
	<input type="radio"/>  Grote pad L/R NMAPS-DLTSF € 195,00
	<input type="radio"/>  Grote pad L/R NMAPS-DLTSS € 275,00
bijpassende neopreen covers	<input type="radio"/> NIB-0573 € 40,30
	<input type="radio"/> NIB-0572 € 40,30
	<input type="radio"/> NIB-1413 € 40,30
	<input type="radio"/> NIB-1413 € 40,30

MultiFit™ hoofdsteunen	
Een MultiFit™ hoofdsteun bestaat uit twee aparte delen: de hardware en het hoofdsteundeel. Beide delen dienen apart besteld te worden.	MultiFit™ hoofdsteun bevestigingssets <input type="radio"/> NIB-0747 MultiFit™ hoofdsteun hardware, € 158,10 <input type="radio"/> NIB-1306 MultiFit™ hoofdsteun hardware € 195,00 wegklapbaar
	MultiFit™ hoofdsteun accessoires <input type="radio"/> NIB-1200 universele bevestigings adapter € 66,30
	MultiFit™ hoofdsteunen (exl. hardware) <input type="radio"/>  Voorgevormd (22,9 x 12,7 cm) NIB-0785 € 255,00 <input type="radio"/>  Groot (25,4 x 12,7 cm) NIB-0785 € 255,00 <input type="radio"/>  Extra groot (35,6 x 12,7 cm) NIB-0785 € 255,00

privacy mat							
	<input type="radio"/> NIB-1078 breedte rugsysteem: 35-40 cm € 63,80 <input type="radio"/> NIB-1079 breedte rugsysteem: 43-48 cm € 63,80 <input type="radio"/> NIB-1080 breedte rugsysteem: 50-55 cm € 63,80						
	extra bekledingshoes gebruik voor het artikelnummer, de gegevens van de bijbehorende rug. voorbeeld: NMAPSBC 14 <input type="radio"/> <table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">basis</td> <td style="text-align: center;">breedte</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NMAPSBC</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: right;">€ 132,60</td> </tr> </table>	basis	breedte		NMAPSBC		€ 132,60
basis	breedte						
NMAPSBC		€ 132,60					