

# orderformulier

## nxt FHP rug

Laag laterale ondersteuning voor meer stabiliteit in het bekken. Leverbaar met in diepte verstelbare laterale ondersteuning. Wordt met name toegepast bij gebruikers met voldoende rompstabiliteit.

Factuuradres:








Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)

Ordernummer:

Datum:

Referentie:

### stel het product samen

<b>stap 1 bepaal de gewenste contourdiepte</b> Bepaal de benodigde mate van ondersteuning en kies de gewenste contourdiepte. gebruik de bijbehorende code in het artikelnummer. <b>AC</b> = Active contour (8 cm) <b>PC</b> = Plus Contour (14-18 cm)		8 cm  <b>AC</b> 14-18 cm  <b>PC</b>	<b>basissamenstelling</b> (basis code: N)  <b>NXT FHP rug</b> +  <b>Quickfit™ bevestiging</b>																																																	
<b>stap 2 bepaal de breedtemaat</b> Meet de rugbreedte van de gebruiker zoals aangegeven. en bepaal de bijbehorende breedtemaat in de tabel.  Rugbreedte gebruiker <input type="text"/> cm Bepaal de rolstoelbreedte gemeten aan de buitenkant van de rugbuizen  Rolstoelbreedte <input type="text"/> Kies aan de hand van deze gegevens de definitieve breedtemaat in de maattabel. nxt breedtemaat <input type="text"/>	<b>maattabel FHP rugsysteem</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">hoogte</th> <th colspan="2">past in rolstoelbreedte</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>40,6</th> <th>45,7 cm</th> <th>50,8 cm</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>max. rugbreedte</th> <th>maat</th> <th>16</th> <th>18</th> <th>20</th> <th>cm</th> <th>(inches)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37 cm</td> <td>16</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>40 - 45</td> <td>(16-18)</td> </tr> <tr> <td>42 cm</td> <td>18</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>45 - 50</td> <td>(18-20)</td> </tr> <tr> <td>47 cm</td> <td>20</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>50 - 55</td> <td>(20-22)</td> </tr> <tr> <td>52 cm</td> <td>22</td> <td></td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>55 - 60</td> <td>(22-24)</td> </tr> </tbody> </table>					hoogte			past in rolstoelbreedte				40,6	45,7 cm	50,8 cm			max. rugbreedte	maat	16	18	20	cm	(inches)	37 cm	16	€ 695	€ 695	€ 695	40 - 45	(16-18)	42 cm	18	€ 695	€ 695	€ 695	45 - 50	(18-20)	47 cm	20	€ 695	€ 695	€ 695	50 - 55	(20-22)	52 cm	22		€ 695	€ 695	55 - 60	(22-24)
		hoogte			past in rolstoelbreedte																																															
		40,6	45,7 cm	50,8 cm																																																
max. rugbreedte	maat	16	18	20	cm	(inches)																																														
37 cm	16	€ 695	€ 695	€ 695	40 - 45	(16-18)																																														
42 cm	18	€ 695	€ 695	€ 695	45 - 50	(18-20)																																														
47 cm	20	€ 695	€ 695	€ 695	50 - 55	(20-22)																																														
52 cm	22		€ 695	€ 695	55 - 60	(22-24)																																														
<b>stap 3 kies de hoogtemaat</b> Kies de gewenste hoogtemaat in de maattabel. rughoogte wordt gemeten zoals in de tekening aangegeven.  nxt hoogtemaat <input type="text"/>	<b>artikelnummer rugsysteem</b> Stel het artikelnummer samen op basis van de gemaakte keuzes voorbeeld: N AC B 22 16 <table border="1"> <tr> <td>basis code</td> <td>contourdiepte</td> <td>breedtemaat</td> <td>hoogtemaat</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td><input type="text"/></td> <td>B</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>			basis code	contourdiepte	breedtemaat	hoogtemaat	N	<input type="text"/>	B	<input type="text"/>																																									
basis code	contourdiepte	breedtemaat	hoogtemaat																																																	
N	<input type="text"/>	B	<input type="text"/>																																																	

# orderformulier











## nxt FHP rug

### opties

bevestigingssystemen				
Losse bevestigingssets ter vervanging van het standaard bijgeleverde Quickfit™ bevestigingsset.	nxt 2-punts bevestiging (vast)* NIB-1207	nxt 4-punts bevestiging (vast) NIB-1307	Bevestigingsset (vast) Sedeo Pro breedte 16-18 /20-22 NXTBS1 /NXTBS2	Bevestigingsset (vast) L&M Roxx en Canto breedte 16-18 /20-22 NXTBS3 /NXTBS4
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\* alleen i.c.m. hoogte maat 16

### accessoires

laterale ondersteuningpellotten								
Verschillende laterale ondersteuningpellotten voor extra ondersteuning.  Verschillende pads Kleine pads: 8,9 x 8,3 cm 2 klein verstelbaar, met onderlinge hoekverstelling*: elke pad 8,9 x 8,3 cm Grote pads: 10,2 x 8,9 cm  * alleen geschikt voor wegklapbare lengte instelbare ondersteuningpellot	<b>Vast</b> Voor gebruikers met een permanente ondersteuningsbehoefte		<b>Wegklapbaar</b> Extra instelbaarheid rond scharnierpunt, wegklapbaar bij het maken van transfers		<b>Wegklapbaar lengte instelbaar</b> Maximale instelmogelijkheden, wegklapbaar bij het maken van transfers			
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
								
	Kleine pad NLAFS-NLPHS € 127,50	Grote pad NLAFS-NLPHL € 127,50	Kleine pad NLASS-NLPSS € 173,40	Grote pad NLASS-NLPSL € 173,40	Grote pad NLASA-NLPSL € 198,90	2 kleine pads NLASA-NLPTSS € 198,90		
bijpassende neopreen cover			<input type="radio"/> NIB-0572		€ 40,30			
MultiFit™ hoofdsteunen								
Een MultiFit™ hoofdsteun bestaat uit twee aparte delen: de hardware en het hoofdsteundeel. Beide delen dienen apart besteld te worden.	MultiFit™ hoofdsteun bevestigingssets			MultiFit™ hoofdsteunen (exl. hardware)				
	<input type="radio"/> NIB-0747	MultiFit™ hoofdsteun hardware,	€ 158,10	<input type="radio"/>		Voorgevormd (22,9 x 12,7 cm) NIB-0785 € 255,00		
	<input type="radio"/> NIB-1306	MultiFit™ hoofdsteun hardware wegklapbaar	€ 195,00	<input type="radio"/>		Groot (25,4 x 12,7 cm) NIB-0784 € 255,00		
MultiFit™ hoofdsteun accessoires			<input type="radio"/>		Extra groot (35,6 x 12,7 cm) NIB-0818 € 255,00			
<input type="radio"/> NIB-1200	universele bevestigings adapter	€ 66,30						
privacy mat			extra bekledingshoes					
	<input type="radio"/> NIB-1078	breedte rugsysteem: 35-40 cm	€ 63,80	gebruik voor het artikelnummer, de gegevens van de bijbehorende rug. voorbeeld: <b>N A C C 22 16</b>				
	<input type="radio"/> NIB-1079	breedte rugsysteem: 43-48 cm	€ 63,80	basis	contour	breedte	hoogte	
	<input type="radio"/> NIB-1080	breedte rugsysteem: 50-55 cm	€ 63,80	<input type="radio"/>	N	C		€ 132,60