

orderformulier

nxt FHT rug

Hoog laterale/thoracale ondersteuning i.c.m. een goede positionering van het bekken. Leverbaar met in diepte verstelbare laterale ondersteuning. Wordt met name toegepast bij gebruikers met behoefte aan meer rompondersteuning.

Factuuradres:







Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)

Ordernummer:

Datum:

Referentie:

stel het product samen

<p>stap 1 bepaal de gewenste contourdiepte</p> <p>Bepaal de benodigde mate van ondersteuning en kies de gewenste contourdiepte. gebruik de bijbehorende code in het artikelnummer. AC = Active contour (8 cm) PC = Plus Contour (14-18 cm)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>8 cm</p>  <p>○ AC</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>14-18 cm</p>  <p>○ PC</p> </div> </div>	<p>basissamenstelling (basis code: NO)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  +  </div> <p style="text-align: center;">NXT FHT rug Quickfit™ bevestiging</p>																																																																																																																																																								
<p>stap 2 bepaal de breedtemaat</p> <p>Meet de rugbreedte van de gebruiker zoals aangegeven. en bepaal de bijbehorende breedtemaat in de tabel.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Rugbreedte gebruiker <input style="width: 50px;" type="text"/> cm</p> </div> <p>Bepaal de rolstoelbreedte gemeten aan de buitenkant van de rughuizen</p> <div style="text-align: center;">  <p>Rolstoelbreedte <input style="width: 50px;" type="text"/></p> </div> <p>Kies aan de hand van deze gegevens de definitieve breedtemaat in de maattabel.</p> <p>nxt breedtemaat <input style="width: 50px;" type="text"/></p>	<p style="text-align: center;">maattabel FHT rugsysteem</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="4">hoogte</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>22,8 cm</th> <th>33 cm</th> <th>40,6 cm</th> <th>48,3 cm</th> <th colspan="2">past in rolstoelbreedte</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">max. rugbreedte</th> <th>maat</th> <th>9</th> <th>13</th> <th>16</th> <th>19</th> <th>cm</th> <th>(inches)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32 cm</td> <td>14*</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td></td> <td>35 - 40</td> <td>(14-16)</td> </tr> <tr> <td>34,5 cm</td> <td>15</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td></td> <td>37,5 - 42,5</td> <td>(15-17)</td> </tr> <tr> <td>37 cm</td> <td>16</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>40 - 45</td> <td>(16-18)</td> </tr> <tr> <td>39,5 cm</td> <td>17</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>42,5 - 47,5</td> <td>(17-19)</td> </tr> <tr> <td>42 cm</td> <td>18</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>45 - 50</td> <td>(18-20)</td> </tr> <tr> <td>44,5 cm</td> <td>19</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>47,5 - 52,5</td> <td>(19-21)</td> </tr> <tr> <td>47 cm</td> <td>20</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>50 - 55</td> <td>(20-22)</td> </tr> <tr> <td>49,5 cm</td> <td>21</td> <td></td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>52,5 - 47,5</td> <td>(21-23)</td> </tr> <tr> <td>52 cm</td> <td>22</td> <td></td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>€ 695</td> <td>55 - 60</td> <td>(22-24)</td> </tr> <tr> <td>54,5 cm</td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td>€ 795</td> <td>€ 795</td> <td>57,5 - 62,5</td> <td>(23-25)</td> </tr> <tr> <td>57 cm</td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td>€ 795</td> <td>€ 795</td> <td>60 - 65</td> <td>(24-26)</td> </tr> <tr> <td>59,5 cm</td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td>€ 795</td> <td>€ 795</td> <td>62,5 - 67,5</td> <td>(25-27)</td> </tr> <tr> <td>62 cm</td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td>€ 795</td> <td>€ 795</td> <td>65 - 70</td> <td>(26-28)</td> </tr> <tr> <td>64,5 cm</td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td>€ 795</td> <td>€ 795</td> <td>67,5 - 72,5</td> <td>(27-29)</td> </tr> <tr> <td>67 cm</td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td>€ 795</td> <td>€ 795</td> <td>70 - 75</td> <td>(28-30)</td> </tr> <tr> <td>69,5 cm</td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td>€ 795</td> <td>€ 795</td> <td>72,5 - 77,5</td> <td>(29-31)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">* alleen i.c.m. AC contour</p>			hoogte								22,8 cm	33 cm	40,6 cm	48,3 cm	past in rolstoelbreedte		max. rugbreedte	maat	9	13	16	19	cm	(inches)	32 cm	14*	€ 695	€ 695	€ 695		35 - 40	(14-16)	34,5 cm	15	€ 695	€ 695	€ 695		37,5 - 42,5	(15-17)	37 cm	16	€ 695	€ 695	€ 695	€ 695	40 - 45	(16-18)	39,5 cm	17	€ 695	€ 695	€ 695	€ 695	42,5 - 47,5	(17-19)	42 cm	18	€ 695	€ 695	€ 695	€ 695	45 - 50	(18-20)	44,5 cm	19	€ 695	€ 695	€ 695	€ 695	47,5 - 52,5	(19-21)	47 cm	20	€ 695	€ 695	€ 695	€ 695	50 - 55	(20-22)	49,5 cm	21		€ 695	€ 695	€ 695	52,5 - 47,5	(21-23)	52 cm	22		€ 695	€ 695	€ 695	55 - 60	(22-24)	54,5 cm	23			€ 795	€ 795	57,5 - 62,5	(23-25)	57 cm	24			€ 795	€ 795	60 - 65	(24-26)	59,5 cm	25			€ 795	€ 795	62,5 - 67,5	(25-27)	62 cm	26			€ 795	€ 795	65 - 70	(26-28)	64,5 cm	27			€ 795	€ 795	67,5 - 72,5	(27-29)	67 cm	28			€ 795	€ 795	70 - 75	(28-30)	69,5 cm	29			€ 795	€ 795	72,5 - 77,5	(29-31)
		hoogte																																																																																																																																																							
		22,8 cm	33 cm	40,6 cm	48,3 cm	past in rolstoelbreedte																																																																																																																																																			
max. rugbreedte	maat	9	13	16	19	cm	(inches)																																																																																																																																																		
	32 cm	14*	€ 695	€ 695	€ 695		35 - 40	(14-16)																																																																																																																																																	
34,5 cm	15	€ 695	€ 695	€ 695		37,5 - 42,5	(15-17)																																																																																																																																																		
37 cm	16	€ 695	€ 695	€ 695	€ 695	40 - 45	(16-18)																																																																																																																																																		
39,5 cm	17	€ 695	€ 695	€ 695	€ 695	42,5 - 47,5	(17-19)																																																																																																																																																		
42 cm	18	€ 695	€ 695	€ 695	€ 695	45 - 50	(18-20)																																																																																																																																																		
44,5 cm	19	€ 695	€ 695	€ 695	€ 695	47,5 - 52,5	(19-21)																																																																																																																																																		
47 cm	20	€ 695	€ 695	€ 695	€ 695	50 - 55	(20-22)																																																																																																																																																		
49,5 cm	21		€ 695	€ 695	€ 695	52,5 - 47,5	(21-23)																																																																																																																																																		
52 cm	22		€ 695	€ 695	€ 695	55 - 60	(22-24)																																																																																																																																																		
54,5 cm	23			€ 795	€ 795	57,5 - 62,5	(23-25)																																																																																																																																																		
57 cm	24			€ 795	€ 795	60 - 65	(24-26)																																																																																																																																																		
59,5 cm	25			€ 795	€ 795	62,5 - 67,5	(25-27)																																																																																																																																																		
62 cm	26			€ 795	€ 795	65 - 70	(26-28)																																																																																																																																																		
64,5 cm	27			€ 795	€ 795	67,5 - 72,5	(27-29)																																																																																																																																																		
67 cm	28			€ 795	€ 795	70 - 75	(28-30)																																																																																																																																																		
69,5 cm	29			€ 795	€ 795	72,5 - 77,5	(29-31)																																																																																																																																																		
<p style="text-align: center;">artikelnummer rugsysteem</p> <p>Stel het artikelnummer samen op basis van de gemaakte keuzes voorbeeld: NO AC B 22 16</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">basis code</td> <td style="width: 25%;">contourdiepte</td> <td style="width: 25%;">breedtemaat</td> <td style="width: 25%;">hoogtemaat</td> </tr> <tr> <td>NO</td> <td>B</td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> </table>		basis code	contourdiepte	breedtemaat	hoogtemaat	NO	B	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>																																																																																																																																																
basis code	contourdiepte	breedtemaat	hoogtemaat																																																																																																																																																						
NO	B	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>																																																																																																																																																						

orderformulier







nxt FHT rug

opties

bevestigingsystemen				
Losse bevestigingssets ter vervanging van het standaard bijgeleverde Quickfit™ bevestigingsset.				
	nxt 2-punts bevestiging (vast)*	nxt 4-punts bevestiging (vast)	Bevestigingsset (vast) Sedeo Pro	Bevestigingsset (vast) L&M Roxx en Canto
	NIB-1207	NIB-1307	breedte 16-18 /20-22	breedte 16-18 /20-22
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	NXTBS1 /NXTBS2	NXTBS3 /NXTBS4
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* alleen i.c.m. hoogte maat 16 of lager

accessoires

laterale ondersteuningpellotten						
Verschillende laterale ondersteuningpellotten voor extra ondersteuning. Verschillende pads Kleine pads: 8,9 x 8,3 cm 2 klein verstelbaar, met onderlinge hoekverstelling*: elke pad 8,9 x 8,3 cm Grote pads: 10,2 x 8,9 cm * alleen geschikt voor wegklapbare lengte instelbare ondersteuningpellot	Vast		Wegklapbaar		Wegklapbaar lengte instelbaar	
	Voor gebruikers met een permanente ondersteuningsbehoefte		Extra instelbaarheid rond scharnierpunt, wegklapbaar bij het maken van transfers		Maximale instelmogelijkheden, wegklapbaar bij het maken van transfers	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
						
	Kleine pad NLAFS-NLPHS € 127,50	Grote pad NLAFS-NLPHL € 127,50	Kleine pad NLASS-NLPSS € 173,40	Grote pad NLASS-NLPSL € 173,40	Grote pad NLASA-NLPSL € 198,90	2 kleine pads NLASA-NLPTSS € 198,90
bijpassende neopreen covers			<input type="radio"/> NIB-0572		€ 40,30	

MultiFit™ hoofdsteunen

Een MultiFit™ hoofdsteun bestaat uit twee aparte delen: de hardware en het hoofdsteundeel. Beide delen dienen apart besteld te worden.	MultiFit™ hoofdsteun bevestigingssets		MultiFit™ hoofdsteunen (exl. hardware)		
	<input type="radio"/> NIB-0747	MultiFit™ hoofdsteun hardware, € 158,10	<input type="radio"/>		
	<input type="radio"/> NIB-1306	MultiFit™ hoofdsteun hardware, € 195,00	<input type="radio"/>		
	MultiFit™ hoofdsteun accessoires		<input type="radio"/>		
<input type="radio"/> NIB-1200	universele bevestigings adapter, € 66,30		Voorgevormd (22,9 x 12,7 cm) NIB-0785 € 255,00	Groot (25,4 x 12,7 cm) NIB-0784 € 255,00	Extra groot (35,6 x 12,7 cm) NIB-0818 € 255,00

privacy mat

	<input type="radio"/> NIB-1078	breedte rugsysteem: 35-40 cm	€ 63,80	extra bekledingshoes					
	<input type="radio"/> NIB-1079	breedte rugsysteem: 43-48 cm	€ 63,80						
	<input type="radio"/> NIB-1080	breedte rugsysteem: 50-55 cm	€ 63,80						
				gebruik voor het artikelnummer, de gegevens van de bijbehorende rug. voorbeeld: NO AC C 22 16					
				<input type="radio"/>	basis	contour	breedte	hoogte	€ 132,60
					NO	C			