

orderformulier

nxt HA rug

In hoogte verstelbaar rugsysteem met een rugschaal bestaande uit twee delen. Leverbaar met in diepte verstelbare laterale ondersteuning. Hiermee is exact de gewenste hoogte van rompondersteuning in te stellen.

Factuuradres:







Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)

Ordernummer:

Datum:

Referentie:

stel het product samen

<p>stap 1 bepaal de gewenste contourdiepte</p> <p>Bepaal de benodigde mate van ondersteuning en kies de gewenste contourdiepte. gebruik de bijbehorende code in het artikelnummer. AC = Active contour (8 cm) PC = Plus Contour (14-18 cm)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>8 cm</p>  <p>○ AC</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>14-18 cm</p>  <p>○ PC</p> </div> </div>	<p>basissamenstelling (basis code: NHA)</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;">  +  </div> <p style="text-align: center;"> NXT HA rug Quickfit™ bevestiging </p>																																																																		
<p>stap 2 bepaal de breedtemaat</p> <p>Meet de rugbreedte van de gebruiker zoals aangegeven. en bepaal de bijbehorende breedtemaat in de tabel.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Rugbreedte gebruiker <input style="width: 50px;" type="text"/> cm</p> <p>Bepaal de rolstoelbreedte gemeten aan de buitenkant van de rugbuizen</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Rolstoelbreedte <input style="width: 50px;" type="text"/></p> <p>Kies aan de hand van deze gegevens de definitieve breedtemaat in de maattabel.</p> <p>nxt breedtemaat <input style="width: 50px;" type="text"/></p>	<p style="text-align: center;">maattabel HA rugsysteem</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">hoogte</th> <th colspan="2">past in rolstoelbreedte</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>33 - 43,2 cm</th> <th>40,6 - 50,8 cm</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>max. rugbreedte</th> <th>maat</th> <th>13/17</th> <th>16/20</th> <th>cm</th> <th>(inches)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27 cm</td> <td>12</td> <td style="background-color: #f00;">€ 695</td> <td></td> <td>30 - 35</td> <td>(12-14)</td> </tr> <tr> <td>32 cm</td> <td>14</td> <td style="background-color: #f00;">€ 695</td> <td></td> <td>35 - 40</td> <td>(14-16)</td> </tr> <tr> <td>37 cm</td> <td>16</td> <td style="background-color: #f00;">€ 695</td> <td style="background-color: #f00;">€ 695</td> <td>40 - 45</td> <td>(16-18)</td> </tr> <tr> <td>42 cm</td> <td>18</td> <td style="background-color: #f00;">€ 695</td> <td style="background-color: #f00;">€ 695</td> <td>45 - 50</td> <td>(18-20)</td> </tr> <tr> <td>47 cm</td> <td>20</td> <td style="background-color: #f00;">€ 695</td> <td style="background-color: #f00;">€ 695</td> <td>50 - 55</td> <td>(20-22)</td> </tr> <tr> <td>52 cm</td> <td>22</td> <td style="background-color: #f00;">€ 695</td> <td style="background-color: #f00;">€ 695</td> <td>55 - 60</td> <td>(22-24)</td> </tr> <tr> <td>57 cm</td> <td>24</td> <td></td> <td style="background-color: #f00;">€ 695</td> <td>60 - 65</td> <td>(24-26)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>NXT HA LOW rug</td> <td>NXT HA rug</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>			hoogte		past in rolstoelbreedte				33 - 43,2 cm	40,6 - 50,8 cm			max. rugbreedte	maat	13/17	16/20	cm	(inches)	27 cm	12	€ 695		30 - 35	(12-14)	32 cm	14	€ 695		35 - 40	(14-16)	37 cm	16	€ 695	€ 695	40 - 45	(16-18)	42 cm	18	€ 695	€ 695	45 - 50	(18-20)	47 cm	20	€ 695	€ 695	50 - 55	(20-22)	52 cm	22	€ 695	€ 695	55 - 60	(22-24)	57 cm	24		€ 695	60 - 65	(24-26)			NXT HA LOW rug	NXT HA rug		
		hoogte		past in rolstoelbreedte																																																															
		33 - 43,2 cm	40,6 - 50,8 cm																																																																
max. rugbreedte	maat	13/17	16/20	cm	(inches)																																																														
27 cm	12	€ 695		30 - 35	(12-14)																																																														
32 cm	14	€ 695		35 - 40	(14-16)																																																														
37 cm	16	€ 695	€ 695	40 - 45	(16-18)																																																														
42 cm	18	€ 695	€ 695	45 - 50	(18-20)																																																														
47 cm	20	€ 695	€ 695	50 - 55	(20-22)																																																														
52 cm	22	€ 695	€ 695	55 - 60	(22-24)																																																														
57 cm	24		€ 695	60 - 65	(24-26)																																																														
		NXT HA LOW rug	NXT HA rug																																																																
<p>artikelnummer rugsysteem</p>																																																																			
<p>Stel het artikelnummer samen op basis van de gemaakte keuzes voorbeeld: NHA AC B 22 16/20</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">basis code</td> <td style="width: 15%;">contourdiepte</td> <td style="width: 15%;">model</td> <td style="width: 15%;">breedtemaat</td> <td style="width: 15%;">hoogtemaat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NHA</td> <td></td> <td style="text-align: center;">B/BCL*</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	basis code	contourdiepte	model	breedtemaat	hoogtemaat	NHA		B/BCL*			<p>* geef hier het model aan B = nxt HA rug BCL = nxt HA LOW rug</p>																																																							
basis code	contourdiepte	model	breedtemaat	hoogtemaat																																																															
NHA		B/BCL*																																																																	







orderformulier

nxt HA rug




opties

bevestigingsystemen			
Losse bevestigingssets ter vervanging van het standaard bijgeleverde Quickfit™ bevestigingsset.			
	nxt 4-punts bevestiging (vast) NIB-1307	Bevestigingsset (vast) Sedeo Pro breedte 16-18 /20-22 NXTBS1 /NXTBS2	Bevestigingsset (vast) L&M Roxx en Canto breedte 16-18 /20-22 NXTBS3 /NXTBS4
	○	○	○

accessoires

laterale ondersteuningpellotten						
Verschillende laterale ondersteuningpellotten voor extra ondersteuning. Verschillende pads Kleine pads: 8,9 x 8,3 cm 2 klein verstelbaar, met onderlinge hoekverstelling*: elke pad 8,9 x 8,3 cm Grote pads: 10,2 x 8,9 cm * alleen geschikt voor wegklapbare lengte instelbare ondersteuningpellot	Vast Voor gebruikers met een permanente ondersteuningsbehoefte		Wegklapbaar Extra instelbaarheid rond scharnierpunt, wegklapbaar bij het maken van transfers		Wegklapbaar lengte instelbaar Maximale instelmogelijkheden, wegklapbaar bij het maken van transfers	
						
	Kleine pad NLAFS-NLPHS € 127,50	Grote pad NLAFS-NLPHL € 127,50	Kleine pad NLASS-NLPSS € 173,40	Grote pad NLASS-NLPSL € 173,40	Grote pad NLASA-NLPSL € 198,90	2 kleine pads NLASA-NLPTSS € 198,90
bijpassende neopreen covers			○ NIB-0572		€ 40,30	

MultiFit™ hoofdsteunen

Een MultiFit™ hoofdsteun bestaat uit twee aparte delen: de hardware en het hoofdsteundeel. Beide delen dienen apart besteld te worden.	MultiFit™ hoofdsteun bevestigingssets		MultiFit™ hoofdsteunen (exl. hardware)		
	○ NIB-0747	MultiFit™ hoofdsteun hardware, € 158,10			
	○ NIB-1306	MultiFit™ hoofdsteun hardware, € 195,00	Voorgevormd (22,9 x 12,7 cm) NIB-0785 € 255,00	Groot (25,4 x 12,7 cm) NIB-0784 € 255,00	Extra groot (35,6 x 12,7 cm) NIB-0818 € 255,00
MultiFit™ hoofdsteun accessoires					
○ NIB-1200	universele bevestigings adapter € 66,30				

privacy mat

	○ NIB-1078	breedte rugsysteem: 35-40 cm	€ 63,80	extra bekledingshoes		
	○ NIB-1079	breedte rugsysteem: 43-48 cm	€ 63,80	gebruik voor het artikelnummer, de gegevens van de bijbehorende rug. voorbeeld: N3HA AC C 22 16/20		
	○ NIB-1080	breedte rugsysteem: 50-55 cm	€ 63,80	basis contour breedte hoogte		
	○	N3HA	C			€ 132,60