

orderformulier

nxt BioFit zitkussen

De nxt BioFit is een contouurgevormd kussen opgebouwd uit meerdere schuimsoorten. Door de comfortabele toplaag van Blue Visco Gel traagschuim wordt de warmteopbouw gereduceerd en tegelijkertijd een goede drukverdeling gerealiseerd. Dit maakt het kussen geschikt voor gebruikers met een verhoogde gevoeligheid voor ducubitus.

Factuuradres:




Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)

Ordernummer:

Datum:

Referentie:

stel het product samen

basissamenstelling (basis code: NXCABF)	specificaties																																																																																																			
   <p style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> zitkussen + bekledingshoes Airmesh + waterdichte binnenhoes </p>	<p>gewicht (40 x 40 cm) : 1 kg</p> <p>kussenhoogte : 10,8 cm</p> <p>max. gebruikersgewicht : 136 kg, zitbreedte 56-61 cm: 181 kg</p>																																																																																																			
<p>stap 1 bepaal de breedtemaat</p> <p>Bepaald de zitbreedte van de gebruiker en kies de bijbehorende breedtemaat in de tabel.</p> <p>Zitbreedte gebruiker <input style="width: 50px;" type="text"/> cm</p> <p>Kies aan de hand van de zitbreedte de benodigde breedtemaat in de maattabel.</p> <p>nxt breedtemaat <input style="width: 50px;" type="text"/></p>	<p style="text-align: center;">maattabel BioFit zitkussen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="7">zitdiepte</th> </tr> <tr> <th>25.5 cm</th> <th>30.5 cm</th> <th>35.5 cm</th> <th>40.5 cm</th> <th>45.5</th> <th>51</th> <th>56</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>maat</th> <th>10</th> <th>12</th> <th>14</th> <th>16</th> <th>18</th> <th>20</th> <th>22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">zitbreedte</th> <th>25.5 cm</th> <td>10</td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 395</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>30.5 cm</th> <td>12</td> <td></td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 395</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>35.5 cm</th> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 395</td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 395</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>40.5 cm</th> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 395</td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 395</td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 395</td> <td></td> </tr> <tr> <th>45.5 cm</th> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 395</td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 395</td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 395</td> <td></td> </tr> <tr> <th>51 cm</th> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 395</td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 395</td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 395</td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 425</td> </tr> <tr> <th>56 cm</th> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 425</td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 425</td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 425</td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 425</td> </tr> <tr> <th>61 cm</th> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 425</td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 425</td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 425</td> <td style="background-color: #e91e63; color: white;">€ 425</td> </tr> </tbody> </table>			zitdiepte							25.5 cm	30.5 cm	35.5 cm	40.5 cm	45.5	51	56			maat	10	12	14	16	18	20	22	zitbreedte	25.5 cm	10	€ 395							30.5 cm	12		€ 395						35.5 cm	14			€ 395	€ 395				40.5 cm	16				€ 395	€ 395	€ 395		45.5 cm	18				€ 395	€ 395	€ 395		51 cm	20				€ 395	€ 395	€ 395	€ 425	56 cm	22				€ 425	€ 425	€ 425	€ 425	61 cm	24				€ 425	€ 425	€ 425	€ 425
				zitdiepte																																																																																																
		25.5 cm	30.5 cm	35.5 cm	40.5 cm	45.5	51	56																																																																																												
		maat	10	12	14	16	18	20	22																																																																																											
zitbreedte	25.5 cm	10	€ 395																																																																																																	
	30.5 cm	12		€ 395																																																																																																
	35.5 cm	14			€ 395	€ 395																																																																																														
	40.5 cm	16				€ 395	€ 395	€ 395																																																																																												
	45.5 cm	18				€ 395	€ 395	€ 395																																																																																												
	51 cm	20				€ 395	€ 395	€ 395	€ 425																																																																																											
	56 cm	22				€ 425	€ 425	€ 425	€ 425																																																																																											
61 cm	24				€ 425	€ 425	€ 425	€ 425																																																																																												
artikelnummer zitkussen																																																																																																				
<p>Stel het artikelnummer samen op basis van de gemaakte keuzes voorbeeld: NXCABF 22 16</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; font-size: small;">basis code</td> <td style="width: 30%; text-align: center; font-size: small;">breedtemaat</td> <td style="width: 30%; text-align: center; font-size: small;">dieptemaat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NXCABF</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> </table>		basis code	breedtemaat	dieptemaat	NXCABF	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>																																																																																													
basis code	breedtemaat	dieptemaat																																																																																																		
NXCABF	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>																																																																																																		

accessoires

Verstevigingsplaat	extra bekledingshoezen (gebruik voor het artikelnummer, de maten van het kussen)																				
<input type="radio"/> RSSI 1600 breedtemaat 16 & 17, Diepte 14-18 € 61,20 <input type="radio"/> RSSI 1800 breedtemaat 18 & 19, Diepte 14-18 € 61,20 <input type="radio"/> RSSI 2000 breedtemaat 20 & 22, Diepte 18-20 € 61,20	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center; font-size: small;">basis code</th> <th style="width: 20%; text-align: center; font-size: small;">breedte</th> <th style="width: 20%; text-align: center; font-size: small;">diepte</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="radio"/> Airmesh bekledingshoes</td> <td style="text-align: center;">NXCCBF</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 40px;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 40px;" type="text"/></td> <td style="text-align: right;">€ 132,60</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Waterdichte binnenhoes</td> <td style="text-align: center;">NXCCIF</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 40px;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 40px;" type="text"/></td> <td style="text-align: right;">€ 63,80</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Incontinentiehoes*</td> <td style="text-align: center;">NXCCAF</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 40px;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 40px;" type="text"/></td> <td style="text-align: right;">€ 132,60</td> </tr> </tbody> </table>		basis code	breedte	diepte		<input type="radio"/> Airmesh bekledingshoes	NXCCBF	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	€ 132,60	<input type="radio"/> Waterdichte binnenhoes	NXCCIF	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	€ 63,80	<input type="radio"/> Incontinentiehoes*	NXCCAF	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	€ 132,60
	basis code	breedte	diepte																		
<input type="radio"/> Airmesh bekledingshoes	NXCCBF	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	€ 132,60																	
<input type="radio"/> Waterdichte binnenhoes	NXCCIF	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	€ 63,80																	
<input type="radio"/> Incontinentiehoes*	NXCCAF	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	€ 132,60																	

* Beschikbaar voor breedtemaat 16 en breder

summit-benelux.com